

AEMP ALS INTERIMSLÖSUNG FÜR KRANKENHÄUSER



An Ihre Leistungsanforderungen abgestimmte mobile und flexible Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte (AEMP) als schlüsselfertige normenkonforme Interimslösung während eines Um- oder Neubaus oder kurzfristig bei einer Störung der Aufbereitungskette.

Vorteile

- Sämtliche Medien bzw. Voraussetzungen zum normenkonformen Betrieb der AEMP werden ressourcenminimiert und autark vor Ort bereitgestellt: VE-Wasser | Medizinische Druckluft | Sterildampf | Klimatisierung | Validierung | etc.
- Benötigt werden lediglich Frischwasser, Strom, eine Abwasserleitung und bei Bedarf eine Datenleitung (zum Anschluss der Prozessdokumentation an den hausseitigen Server) und ein Anschluss an die interne Brandmeldeanlage
- Es muss kein zusätzliches Instrumentarium beschafft werden
- Ein vorhandenes Qualitätsmanagement kann mit kleinen Adaptionen weiterverwendet werden
- Kurze kreuzungsfreie Wege und optimale Arbeitsabläufe vermeiden erhöhten Hygiene- bzw. Organisationsaufwand
- Bei Bedarf, kein bauseitiges Fundament zur Aufstellung notwendig
- Geringer bauseitiger Planungsaufwand, schlüsselfertige Übergabe
- Das vorhandene Klinikpersonal wird geschult und kann nahtlos weiterarbeiten
- Keine zusätzlichen Räume innerhalb des Krankenhauses notwendig



Westküstenklinikum Heide
(8 Monate Mietdauer)

PROFESSIONELLE ARBEITSPLÄTZE IN SCHWIERIGEM UMFELD

Telefon +49 (89) 45 35 194 - 50 E-Mail info@hp-med.com

Qualität – Made in Germany



SRH Wald-Klinikum Gera
(19 Monate Mietdauer)



Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder Trier
(Mietdauer 4 Monate)



KLINIK BAVARIA Kreischa
(4 Monate Mietdauer)